

Der besondere Mundspiegel

| Dr. Peter Paul Zehner

Fotodokumentation ist wie die Röntgenaufnahme eine der probaten Möglichkeiten, Situationen festzuhalten, ohne dass es des geschulten ärztlichen Auges für die Interpretation bedarf. Denn ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte: Die richtige Fotoaufnahme zum richtigen Zeitpunkt verkürzt Beratungen, stellt Situationen richtig dar und bringt Sicherheit im Vergleich vorher und nachher.



fläche unempfindlicher gegen Kratzer und die Bildreproduktion noch schärfer und brillanter macht. Alle unsere Spiegel sind sterilisierbar bis 134 °C

in allen handelsüblichen Sterilisationsgeräten auf Kurzprogramm", beschreibt Geschäftsführer Andrej Jakobi sein neues PMD Set. Von Handling her unterscheidet sich das neue Set um zwei helle anstelle von drei bläulichen LEDs, ein längerer Griff mit dem sehr leisen Gebläse, und eine meines Erachtens ideale Fixierung der neuen Spiegel mit zwei Rändelschrauben. Anders als bei der Vorgängerversion können die Spiegel mit dem schmalen oder breiten Ende am Griff fixiert werden, was zur doppelten Lebensdauer führt. Gerade bei den 02 und 04 Spiegel für laterale Aufnahmen ist es sehr sinnvoll. Die drei okklusalen Spiegel sind länger geworden, mit eindeutigen Vorteilen im Positionie-

rungs- und Sichtwinkel-Bereich. Der längere Griff erlaubt der Hand an verschiedenen Stellen zu halten, sinnvoll wenn Spiegel und Fotokamera im scharfen Winkel zu einander positioniert sind. Die „alten“ Spiegel von der Vorgängerversion sind zwar kompatibel zum neuen Griff, aber nicht umgekehrt.

Einsatzgebiete des PM-Demisters

- Aufklärung, Beratung und Dokumentation
- selbsterklärende Vergleichsfotos
- forensischer sicherer Nachweis
- Vorher-Nachher-Vergleich
- Erfahrungsaustausch, Fortbildung und Schulungen mit Aufnahmen
- therapeutische Analyse (KFO, OP, ZE)
- eindrucksvolle Öffentlichkeitsarbeit (PR)

In unserer täglichen Praxis liegt die Kamera griffbereit chairside, jeder Patient verfügt im PC über einen eigenen Ordner mit seinen Aufnahmen. Dieser Ordner enthält ebenso kopierte Dokumente. Mehrere Einzelaufnahmen von ein bis zwei Zähnen werden mit Oberflächen verspiegelten Mundspiegeln Größe 8 erstellt, ästhetisch begründete Frontaufnahmen nur mit dem Lippenhalter, Stauten und Zahngruppen werden mit dem großen Spiegel und bisherigen AntiBeslag-Fotospiegel Kit aufgenommen.

Die Firma Jakobi Dental schickte uns ihr neues Photo-Mirror-Demister Kit PRO zur Probe, nachdem wir über die Qualität der neuen Edelstahlspiegel gesprochen haben. „Es ist ein sehr hochwertiger japanischer Sonderstahl mit einer Spezialversiegelung, die die Ober-



Copyright: www.slowfoto.de



- Marketingaktionen mit erstklassigen Bildaufnahmen
- bildergänzte wissenschaftliche Berichte und Vorträge

Vorzüge des PM-Demisters

- beschlagfreie Spiegeloberfläche (Belüftungssystem im Griff integriert)
- brillante, hoch qualitative Bildreproduktion (keine Farbabweichung)
- deutlich verbesserte Unempfindlichkeit gegen Kratzer durch hochwertiges Grundmaterial und Spezialversiegelung der Oberfläche (gleichgestellt zu Glasoberflächenverspiegelung)
- einfache Fokussierung der Digitalkamera auf die Spiegeloberfläche (mithilfe des LED-Einstell-Lichtes)
- doppelseitige Verspiegelung und beidseitiger Einsatz der Spiegel (mit dem schmalen oder breiteren Ende)
- sicheres Handling (Fotoaufnahmen ohne Assistance möglich: Spiegel in der linken, Kamera in der rechten Hand)
- Bildaufnahmen für Patienten maximal störungsfrei (optimale Einstellung der Luftstromstärke)

- Spiegelkassette bietet den nötigen Komfort bei der Sterilisation und während der ganzen Aufbewahrungszeit (ergonomische Edelstahl-Kassette schützt jetzt die Spiegel noch sicherer, auch beim Sterilisieren)

autor.



Dr. Peter Paul Zehner

Alicestraße 8
36304 Alsfeld
Tel.: 0 66 31/57 82
www.slowfoto.de

ANZEIGE



FENDERMATE® Matrize



Wird platziert
wie ein Keil



Dichte cervikale Marginaladaption
vermeidet Überschüsse



Formung des convexen
Kontaktpunktes



Flexible Kerbe separiert die Zähne und
sichert den cervicalen Abschluss

The World's Fastest Matrix?

Fender Mate ist konstruiert für Composit-Füllungen

3310-1010 © Directa AB

FenderMate® is a trademark registered by Directa AB. Registered Design and Patent pending.

HEADOFFICE

DIRECTA AB P.O. Box 723, SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Tel: +46 8 506 505 75, Fax: +46 8 590 306 30, info@directadental.com, www.directadental.com

GERMANY, AUSTRIA & SWITZERLAND

DIRECTA AB Porschestraße 16 D, 92245 Kümmerbruck, Germany
Tel: +49-172-896 18 38, Fax: +49-9621-754 23, gerhard.kiklas@directadental.com, www.directadental.com